

JAY[®]

FUSION[®]

Cojin JAY[®] Fusion[®]

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

- AVISO:** *Este manual contiene instrucciones importantes que deben ser entregadas al usuario de este producto. Por favor no retire este manual antes de la entrega al usuario.*
- DISTRIBUIDOR:** *Este manual debe ser entregado al usuario de este producto.*
- USUARIO:** *Antes de usar este producto, lea este manual en su totalidad y guárdelo para futura referencia.*

Manual de
instrucciones

SUNRISE MEDICAL ESCUCHA

Gracias por elegir un respaldo JAY®. Puede hacernos llegar sus preguntas o comentarios sobre este manual, la seguridad y fiabilidad del producto y el servicio que recibe de su distribuidor de Sunrise Medical. No dude en escribirnos a la dirección siguiente:

SUNRISE MEDICAL (US) LLC
Departamento de Servicio al Cliente
12002 Volunteer Blvd.
Mount Juliet, TN 37122, USA
(800) 333-4000

Asegúrese de registrar su producto, y avísenos si cambia de dirección. Esto nos permitirá mantenerle al día, enviándole información sobre seguridad, nuevos productos y opciones para mejorar el aprovechamiento y disfrute de esta silla de ruedas.

Puede registrar su producto en:
www.SunriseMedical.com/register

PARA RESPONDER A SUS PREGUNTAS

Su distribuidor autorizado de Sunrise Medical es la persona que mejor conoce su producto, y puede responder la mayoría de las preguntas sobre la seguridad, uso y mantenimiento del producto. Para referencia futura, rogamos que rellene lo siguiente:

Distribuidor: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Nº de serie: _____ Fecha/Comprado: _____

INFORMACION ADICIONAL QUE USTED DEBE SABER

Ningún componente de este producto se fabricó con caucho natural Latex.



INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y RECICLADO

Cuando este producto alcance el final de su vida útil, favor de llevarlo a un punto de recolección aprobado o de reciclaje designado por las autoridades locales. Este producto se fabrica utilizando una variedad de materiales. No debe desechar el producto como lo haría con desechos normales del hogar. Debe desechar su producto de manera adecuada, de conformidad con las leyes y regulaciones locales. La mayoría de los materiales utilizados en la construcción de este producto son totalmente reciclables. La recolección y reciclaje separados del producto al momento de desecharlo ayudará a conservar los recursos naturales y a asegurar que se deseché de manera que proteja al medioambiente.

Conforme a las recomendaciones mencionadas, antes de desechar el producto, deberá comprobar la propiedad legal del mismo.

Índice

Advertencias Generales.....3
Introducción4
Ajuste Del Cojín5
Mantenimiento Y Limpieza6
Hundimiento Excesivo8
Garantía Limitada De Sunrise.....9



www.SunriseMedical.com/register

II. ADVERTENCIAS GENERALES

ADVERTENCIAS GENERALES

NOTA - Compruebe que ninguna pieza se haya dañado durante el transporte. En caso de detectar algún daño, NO utilice el producto. Comuníquese con la compañía de transporte o con Sunrise para saber cómo proceder.

Sunrise Medical recomienda consultar con un médico o un terapeuta experimentado en posicionamiento para determinar si es apropiada la utilización del cojín JAY Fusion. Solo un distribuidor autorizado de Sunrise Medical puede instalar los cojines.

ADVERTENCIA

NO instale este equipo sin antes haber leído y comprendido el manual. Si no comprende las Advertencias, Precauciones e Instrucciones, comuníquese con un profesional clínico o distribuidor cualificado; de lo contrario podrían producirse lesiones o daños.

ADVERTENCIA

Las cintas de sujeción de Velcro® no deben estar en contacto prolongado con entornos húmedos, ya que este ambiente podría degradar el adhesivo y producir el mal funcionamiento del Velcro®.

ADVERTENCIA

Colocar un cojín en la silla de ruedas puede afectar el centro de gravedad de la misma y provocar que la silla de ruedas vuelque hacia atrás, con posibilidad de causar lesiones. Evalúe siempre la necesidad de instalar en la silla de ruedas anti-vuelcos o soportes de adaptación de ejes para amputados, a fin de aumentar la estabilidad.

ADVERTENCIA

Antes de sentarse sobre él por un tiempo prolongado, cualquier cojín deberá probarse durante unas cuantas horas a la vez mientras un médico inspecciona su piel para asegurarse que no se desarrollen manchas rojas por la presión. Debe revisar la piel con frecuencia en busca de signos de enrojecimiento. El indicador clínico de ruptura de tejidos es el enrojecimiento de la piel. Si su piel se enrojece, no utilice el cojín y acuda de inmediato a su médico o terapeuta.

El cojín JAY Fusion está diseñado exclusivamente para ayudar a reducir la presión. Sin embargo, ningún cojín puede eliminar por completo la presión en posición sentada o evitar las úlceras dérmicas provocadas por dicha presión. El cojín Fusion no sustituye el buen cuidado de la piel, incluyendo pero sin limitarse a, una dieta adecuada, higiene y alivio regular de presión.

ADVERTENCIA

NO deje el cojín de líquido en el exterior durante la noche a temperaturas inferiores a 5°C (40°F) o superiores a 42°C (108°F). Permita que el cojín regrese a temperatura ambiente antes de usarlo. Sentarse en superficies extremadamente calientes o frías puede provocar daño en la piel.

PRECAUCIÓN - EVITE LOS OBJETOS CON FILO O LA EXPOSICIÓN AL CALOR EXCESIVO O LLAMA ABIERTA.

ADVERTENCIA

NIVEL DE FLUIDO CORRECTO: La cantidad de fluido de la bolsa será determinada por el médico durante una evaluación. Por lo tanto, no debe modificarse sin indicación médica, ya que se podrían alterar las propiedades de alivio de presión y causar lesiones o daños.

ADVERTENCIA

OBSTRUCCIONES: NO coloque ningún objeto que pudiera causar obstrucción entre el usuario y el cojín, ya que dicha acción reduciría la efectividad del producto.

ADVERTENCIA

ORIENTACIÓN DEL COJÍN Y LA FUNDA: Debe utilizar el producto con la bolsa de fluido hacia arriba. Si no utiliza la funda correctamente, podría reducir o incluso eliminar los beneficios del cojín, además de incrementar el daño sobre la piel y los tejidos blandos.

ADVERTENCIA

Cojín suplementario de aire: Si corresponde, consulte las advertencias del Suplemento del cojín suplementario de aire.

INTRODUCCIÓN

Sunrise Medical recomienda consultar con un médico o un terapeuta experimentado en posicionamiento para determinar si es apropiada la utilización del cojín JAY® Fusion®. Solo un distribuidor autorizado de Sunrise Medical puede instalar los cojines.

COJÍN JAY FUSION

El cojín Fusion está diseñado exclusivamente para ayudar a reducir la presión. Sin embargo, ningún cojín puede eliminar por completo la presión en posición sentada o evitar las úlceras dérmicas provocadas por dicha presión. El cojín Fusion no sustituye el buen cuidado de la piel, incluyendo una dieta adecuada, higiene y alivio regular de presión.

El cojín JAY Fusion es un producto diseñado para que los profesionales clínicos lo utilicen con pacientes que necesitan obtener una mejor distribución de la presión y mayor estabilidad; Además, ofrece una solución completa que se adapta a una amplia gama de requisitos de protección dérmica y postural.

El cojín suplementario JAY con tecnología de Fluido Cryo®, el cojín suplementario de aire y el cojín suplementario líquido JAY Flow® son todas opciones intercambiables del área de hondonada pélvica (PLA) para el cojín Fusion.

Peso máximo del usuario:

- 14 a 21 pulg. de anchura = 300 lbs
- 22 a 24 pulg. de anchura = 500 lbs


A. AJUSTE DEL COJÍN

Ajuste de fluido y aire

El cojín Fusion ofrece la posibilidad de ajustar el volumen para adaptarse a las necesidades del usuario mediante la determinación de cantidad correcta de fluido realizada por el profesional clínico durante la evaluación.

El profesional clínico, asimismo, determinará el uso del modelo de una válvula o de doble válvula de aire durante el proceso de evaluación. Solamente el profesional clínico tiene autorización para indicar si las bolsas de fluido deben ser reemplazadas.


NÚCLEO DE JAY FUSION



COMPONENTES DEL JAY FUSION



JAY FUSION CON POSICIONAMIENTO



IV. AJUSTE DEL COJÍN

Ajuste de la bolsa de aire

La versión de cojín suplementario de aire para el Cojín Fusion puede adaptarse en cualquier momento mediante el uso de la bomba de mano (incluida) y la válvula de escape del cojín suplementario de aire.

Cuñas de oblicuidad

Las almohadillas suplementarias de oblicuidad de espuma blanda se suministran con la compra de un cojín JAY Fusion con tecnología de Fluido Cryo o un cojín suplementario líquido JAY Flow. Para maximizar la interacción entre el usuario y el cojín, las modificaciones posturales y del asiento pueden realizarse mediante cambios graduales utilizando estas almohadillas suplementarias. Estos cambios graduales permiten que el usuario se adapte fisiológicamente al cojín y que el profesional clínico controle el progreso. Con el tiempo, a medida que el usuario se va adaptando, las almohadillas pueden retirarse o añadirse para permitir el máximo contacto entre el cojín y el usuario. Los cojines suplementarios sólo deben cambiarse por indicación de su profesional clínico.

ADVERTENCIA

Coloque el cojín suplementario JAY con tecnología Fluido Cryo, el cojín suplementario de aire o el cojín suplementario líquido JAY Flow en la funda interna y asegúrese de que todas las tiras de Velcro® queden alineadas. Una mala alineación de las mismas, o la formación de un reborde podría generar un punto de presión no deseado, capaz de causar lesiones.

COLOCACIÓN DE UN COJÍN DE DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN

INSTALACIÓN DEL COJÍN

Seleccione un cojín que corresponda al ancho de su cadera cuando se encuentre sentado. El cojín debe extenderse a lo largo hasta 2,5 a 5 cm (1 ó 2 pulg.) de la parte posterior de las rodillas. Coloque el cojín hacia la parte posterior de la silla de ruedas con las etiquetas y el relleno para alivio de presión hacia atrás. Si está correctamente instalada, su cadera debe quedar en la parte posterior de la silla. Sus huesos isquiáticos (huesos de la cadera) deben ir centrados sobre el relleno, en el área de carga pélvica del cojín. Un ajuste apropiado de los reposapiés puede aumentar la comodidad en la postura sentada y ayudará a disminuir la presión. Ajuste los reposapiés de tal manera que sus piernas descansen firmemente pero con comodidad en el cojín.

Evite utilizar el cojín sobre una tapicería del asiento si está muy cedida. La tapicería cedida no proporciona un soporte adecuado del cojín y puede provocar un posicionamiento inapropiado. Reemplace la tapicería estirada o adquiera el asiento sólido ajustable JAY.

Consulte el manual del usuario del cojín suplementario de aire para instrucciones sobre la correcta colocación y configuración.

MANTENIMIENTO DEL COJÍN SUPLEMENTARIO JAY CON TECNOLOGÍA FLUIDO CRYO

El cojín suplementario JAY con tecnología Fluido Cryo está diseñado para usuarios con alto riesgo de escarificación cutánea mediante la reducción activa de la temperatura de la superficie de la piel sentada durante un máximo de 8 horas. El máximo rendimiento de esta tecnología se produce a temperatura ambiente, mientras que las temperaturas extremas, tanto altas como bajas, pueden afectar al rendimiento del fluido.

Recarga del cojín suplementario JAY con tecnología Fluido Cryo

Después de ocho (8) horas de uso continuado, el cojín suplementario JAY con tecnología Fluido Cryo requiere un periodo de recarga de 12 horas a temperatura ambiente (24°C / 75°F) para alcanzar su máximo rendimiento.

El tiempo de recarga depende de la temperatura ambiente y puede acelerarse con una temperatura más baja. Una temperatura constante por encima de los 28°C (82° F) no recargará el cojín suplementario.

Si el cojín suplementario de fluido permanece en uso después de ocho (8) horas o permanece a una temperatura ambiente constante por encima de los 28°C (82°F) durante la recarga, el cojín suplementario JAY con tecnología Fluido Cryo proporcionará el mismo beneficio de distribución de presión y protección de la piel que el cojín JAY Flow estándar, sin el beneficio añadido del enfriamiento activo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La limpieza mensual y el mantenimiento periódico pueden ayudar a prolongar la vida útil de su cojín. Se recomienda inspeccionar los componentes durante la limpieza.

Verifique la existencia de rasgaduras, desgaste excesivo o cualquier otra anomalía en la funda y, de contenerlas, reemplácela. Verifique que la bolsa con fluido no presente pérdidas ni cualquier otra anomalía.



Revise la consistencia de la base de espuma. Mientras revisa la almohadilla de fluido, si siente que el fluido es más firme en un sector, simplemente masajee el fluido para devolverle su consistencia original o llame a su distribuidor autorizado local.

Para limpiar la funda

1. Quite la funda de la base de espuma y dele la vuelta.
2. Lave a máquina con agua tibia 60° C (140° F) y seque colgando o en secadora con calor bajo.

No necesita plancharse.

PRECAUCIÓN - NO LIMPIE LAS FUNDAS EN TINTORERÍA NI USE LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES. NO LAS META EN AUTOCLAVE DE VAPOR. NO USE CLORO.

(Funda del respaldo) Símbolos de lavado	
	Lavar a máquina en agua tibia (60° C)
	Utilizar sólo lejía sin cloro, en casos necesarios
	Secar al natural
	No planchar
	No lavar en seco

Para colocar la funda después del lavado, vuelva a instalarla en la base de espuma. Asegúrese que la parte posterior de la funda quede en la parte posterior de la base de espuma.

NOTA: Si utiliza este producto en un entorno institucional, anote el nombre del residente en la etiqueta de las fundas con un marcador permanente. Esto ayudará a asegurar que las fundas vuelven al cojín apropiado después del lavado.

Utilice únicamente fundas diseñadas por JAY en cojines JAY. Las fundas son una parte importante para permitir la inmersión en el cojín suplementario líquido que redistribuye la presión. La sustitución de la funda por otra no adecuada, va a alterar el diseño y la eficacia del cojín.

Para limpiar el cojín suplementario líquido

Quite la funda de la base de espuma. Retire el cojín suplementario líquido de su funda interna y límpielo con agua tibia y jabón. Enjuáguela con un paño limpio y húmedo; a continuación, séquela suavemente con un paño limpio.

PRECAUCIÓN: NUNCA SUMERJA EL COJÍN SUPLEMENTARIO LÍQUIDO EN NINGÚN MEDIO LÍQUIDO.

PRECAUCIÓN: EVITE LA LIMPIEZA BRUSCA O LA MANIPULACIÓN BRUSCA, YA QUE PUEDEN DEGRADAR EL COJÍN SUPLEMENTARIO LÍQUIDO.

Si, en algún momento, la funda exterior o la interior, el relleno, o cualquier otro componente presenta signos de desgaste, o si nota alguna degradación en la textura, póngase en contacto con su proveedor para realizar una evaluación y recibir instrucciones adicionales.

Para limpiar la almohadilla de aire: (si corresponde)

Consulte el manual del usuario del cojín suplementario de aire para instrucciones sobre limpieza.

Si en algún momento, la funda exterior, la funda interior, la base de espuma o cualquier otro componente parece estar desgastado o nota una degradación en la textura, póngase en contacto con el proveedor autorizado de Sunrise Medical donde adquirió el cojín para que lo evalúen y le den más instrucciones.

Para limpiar la base de espuma

Retire la funda, el cojín suplementario líquido o de aire y la funda interior de la base de espuma. Limpie ligeramente con un paño húmedo. No use jabón. No la sumerja en agua. Seque suavemente con un paño limpio. Deje secar por completo al aire antes de volver a colocar. Vuelva a colocar la funda de la base de espuma. Asegúrese que la parte posterior de la funda coincida con la base de espuma.


PRECAUCIÓN: NUNCA SUMERJA LA BASE DE ESPUMA EN NINGÚN MEDIO LÍQUIDO.

V. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

MONTAJE DEL COJÍN JAY FUSION

Siga las instrucciones de limpieza y mantenimiento como se describen en "Mantenimiento y limpieza fáciles" y luego vuelva a montarlo como sigue:

Introduzca la base de espuma o la funda interior dentro de la funda exterior. Asegúrese de que la cremallera quede en la parte trasera de la base de espuma, en el área de carga pélvica.



A. ¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON "DESBORDE"?

El "desborde" puede suceder en un cojín Fusion si se desplaza el fluido o el aire por debajo de los huesos pélvicos o las nalgas, cosa que dejaría al usuario sentado sobre la base de espuma. Suele ocurrir en personas muy delgadas, usuarios con sillas de ruedas reclinables, usuarios que han perdido peso o presentan otros cambios en el tamaño o la forma del cuerpo, o usuarios que se encorvan al sentarse.

 **ADVERTENCIA**

En casos de desborde, se produce un aumento de la presión en los huesos isquiáticos y el coxis, por lo que aumenta el riesgo de daño en la piel. Deje de usar el relleno de inmediato. Consulte con su profesional sanitario.

B. ¿CÓMO DETECTAR EL DESBORDE?

Almohadilla JAY Flow con líquido o cojín suplementario JAY con tecnología Fluido Cryo

Para comprobar si hay hundimiento excesivo, siéntese en el cojín con la funda puesta y la cremallera abierta durante 7-10 minutos. Levántese del cojín y trasládese lejos (o pídale a alguien que le ayude e trasladarse), tratando de no alterar el fluido de debajo. Doble la parte posterior de la cubierta hacia adelante sobre la parte delantera, exponiendo el suplemento de fluido. Empuje hacia abajo en las depresiones de la superficie de la bolsa donde apoyaban sus huesos isquiáticos (huesos de la cadera) y el coxis. Debe empujar al menos 1/2 pulg. (1,3 cm) de fluido antes de sentir la base firme inferior del cojín.

I 1,3 cm (1/2 pulgada) es aproximadamente esta profundidad.

Si el cojín está colocado de forma apropiada, los reposapiés están correctamente ajustados, y no hay un mínimo de 1,3 cm (1/2 pulg.) de fluido, se ha producido un hundimiento excesivo del cojín, y no debe utilizarlo. Si se ha producido un desborde, no utilice el cojín y acuda de inmediato a su médico o terapeuta. El desborde suele solucionarse fácilmente adquiriendo un poco más de fluido con una bolsa overfill. Contacte con su profesional de la salud o con el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde adquirió el producto para ver si esta opción es adecuada para usted.

Bolsa de aire

Consulte el manual del usuario de la bolsa de aire para obtener instrucciones acerca de cómo prevenir y verificar el hundimiento excesivo.

C. CUÁNDO ES NECESARIO REVISAR

Con la almohadilla JAY Flow con líquido o el cojín suplementario JAY con tecnología Fluido Cryo, realice una verificación mensual, cuando limpie el cojín.

En el caso de la bolsa de aire verifique diariamente.

VII. GARANTÍA LIMITADA DE SUNRISE

GARANTÍA DEL COJÍN JAY FUSION

Cada cojín JAY Fusion es inspeccionado y probado cuidadosamente para proporcionar el mejor servicio. Cada cojín JAY Fusion está garantizado contra defectos de los materiales o de mano de obra por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, si se usa de manera normal. En caso de presentarse defectos en los materiales o mano de obra dentro del período de 24 meses a partir de la fecha de compra original, Sunrise Medical a su criterio lo reparará o reemplazará sin cargo alguno. Esta garantía no se aplica a los pinchazos, rupturas o quemaduras, ni a la funda extraíble del cojín.

La funda desmontable está garantizada contra defectos de materiales o mano de obra por un período de seis (6) meses a partir de la fecha de compra, si se la utiliza de manera normal. En caso de presentarse defectos en los materiales o mano de obra dentro del período de seis (6) meses a partir de la fecha de compra original, Sunrise Medical --a su criterio-- la reparará o reemplazará sin cargo alguno.

Las reclamaciones y reparaciones serán procesadas a través del distribuidor autorizado más cercano. Con excepción de las garantías expresas aquí establecidas, se excluyen todas las demás garantías, incluyendo las garantías implícitas de comercialización y las garantías de idoneidad para un propósito en particular.

No existe ninguna garantía que se extienda fuera de la descripción aquí establecida. Los remedios por violaciones de las garantías expresas aquí establecidas se encuentran limitadas a la reparación o reemplazo de los bienes. Los daños por violación de cualquier garantía en ningún caso incluirán ningún daño consecuencial ni excederá el costo de los bienes vendidos fuera de especificaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA GARANTÍA SÓLO PARA SUNRISE MEDICAL PTY LTD EN AUSTRALIA:

Para todos los bienes suministrados por Sunrise Medical Pty Ltd en Australia, nuestros productos cuentan con una garantía de Sunrise Medical que no excluye las leyes australianas del consumidor. El cliente tiene derecho a reclamar el reemplazo o reembolso tras comprarse un fallo sustancial de la unidad, e inclusive a una indemnización por pérdida o daño previsible y razonable. El cliente también tiene derecho a reclamar la reparación o reemplazo de los productos que no cumplieren con los estándares aceptables de calidad, sin que dicho incumplimiento equivaliese a un fallo sustancial de la unidad. Los beneficios de esta garantía se suman a otros derechos y recursos bajo una ley relacionada con los productos a los cuales aplica la garantía.

Cojines suplementarios JAY Flow líquido y JAY con tecnología Fluido Cryo

Consulte a su profesional de la salud acerca de la adaptación y uso apropiado y lea cuidadosamente lo siguiente.

Política para los cojines suplementarios líquidos JAY Flow y JAY con tecnología Fluido Cryo

Si un profesional de la salud, clínico certificado en rehabilitación o un distribuidor autorizado de Sunrise Medical determinasen que el volumen de líquido no es adecuado según lo especificado para el comprador original, Sunrise Medical, durante el período de garantía del producto, sustituirá la almohadilla de líquido de manera gratuita. Solo un distribuidor autorizado de Sunrise Medical puede realizar la reclamación oficial enviando una solicitud.

- El fluido de este cojín puede perder volumen con el tiempo.
- La pérdida de volumen puede ocasionar que toque fondo a través del cojín.
- Con una frecuencia mensual, durante la revisión y limpieza de rutina, compruebe que el cojín no haya desbordado (consulte las instrucciones sobre cómo detectar el desborde en el manual del usuario) y que el líquido del cojín no presente anomalías. Si el fluido se siente firme en una zona simplemente masajéelo con la mano hasta lograr la consistencia original.
- Si se produce el desborde, deje de utilizar este cojín y póngase en contacto con su profesional de la salud. Si necesita más asistencia, contacte con el Servicio de Atención al cliente de Sunrise Medical llamando al (800) 333-4000.

Bolsa de aire

Consulte el manual del usuario del cojín suplementario de aire para obtener información adicional sobre el uso y los cuidados del producto.





Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel +41 (0)31 958 3838
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
Email: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical (US) LLC
North American Headquarters
12002 Volunteer Blvd.
Mount Juliet, TN 37122, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



© 2025 Sunrise Medical (US) LLC
121985 Rev G

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical Ltd.
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Defensiedok 20
3433 NE Nieuwegein
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

Sunrise Medical Canada Inc.
1000 Creditstone Rd., Unit #2
Concord, ON, L4K 4P8
Canada
Phone: 1-800-263-3390
Fax: 1-800-561-5834
www.SunriseMedical.ca