

The logo for JAY, featuring the word "JAY" in a bold, white, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right. The logo is set against a dark grey background that has a rounded bottom-left corner.

Respaldo JAY[®] J2[®] De contorno profundo

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

AVISO: *Este manual contiene instrucciones importantes que deben ser entregadas al usuario de este producto. Por favor no retire este manual antes de la entrega al usuario.*

DISTRIBUIDOR: *Este manual debe ser entregado al usuario de este producto.*

USUARIO: *Antes de usar este producto, lea este manual en su totalidad y guárdelo para futura referencia.*

Instrucciones
Para el Uso

Sunrise Medical recomienda consultar con un médico o un terapeuta experimentado en posicionamiento para determinar si es apropiada la utilización del respaldo J2. Los respaldos sólo deben ser instalados por un proveedor autorizado de Sunrise Medical.

RESPALDO DE CONTORNO PROFUNDO JAY J2 - MODELOS DE LA SERIE 2300


El Respaldo de contorno profundo Jay J2 está diseñado para proporcionar, un apoyo apropiado para la espalda a una gran variedad de usuarios. Está diseñado para proporcionar un apoyo lateral simple, cómodo y efectivo para ayudar a maximizar su funcionalidad e incrementar la tolerancia a la silla. Además, es ligero, duradero y fácil de utilizar.

Peso máximo del usuario: 250 lbs. (113 kg).

PRECAUCIÓN

Instalar un soporte para la espalda en una silla de ruedas puede afectar al centro de gravedad de la misma y puede provocar que la silla de ruedas se vuelque hacia atrás, provocando posibles lesiones. Evalúe siempre la necesidad de instalar en la silla de ruedas tubos antivuelcos o abrazaderas adaptadoras del eje para amputados para ayudar a aumentar la estabilidad.

RESPALDO DE CONTORNO PROFUNDO J2 Y ACCESORIOS



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE LAS FIJACIONES

Sunrise recomienda que todas las fijaciones sean comprobadas por si están desgastadas y para comprobar si hay, por ejemplo, pernos sueltos o componentes rotos, cada 6 meses. Las fijaciones sueltas deben volver a apretarse de acuerdo con las instrucciones de instalación. Todas las fijaciones deben apretarse a 2,3 N-m (20 pulg.lbs). Póngase en contacto con su proveedor autorizado de Sunrise Medical inmediatamente para sustituir cualquier componente roto. No continúe utilizando el sistema después de identificar componentes sueltos o rotos.

FÁCIL DE LIMPIAR

Para limpiar la funda del respaldo
Tire de la pieza de espuma hacia fuera de la estructura del Respaldo. Abra la cremallera y retire la espuma. Si es posible, retire las cuñas de soporte laterales, ponga la funda del revés y cierre la cremallera para evitar enganches. Lave a máquina con agua templada. Seque en secadora a calor medio.

NOTA-No limpie las fundas en tintorería ni use lavadoras y secadoras industriales. No las meta en auto/avado de vapor. No use cloro.

Después de la limpieza, inserte el respaldo en la funda y cierre la cremallera. La etiqueta "Top" de la funda debe estar en la parte superior; detrás de la espuma. Asegúrese de que la funda está bien ajustada alineando las costuras con el borde de la espuma.

Coloque la pieza de espuma sobre la estructura. Asegúrese de que la etiqueta de la funda que indica "Top" esté en la parte superior de la estructura del Respaldo. Presione en la estructura de Respaldo, haciendo coincidir las tiras de Velcro® de la funda con las tiras de Velcro® de la estructura. Inserte las cuñas de soporte laterales en los bolsillos de soporte laterales, tal y como sea necesario.

Para limpiar la estructura del Respaldo

La estructura se puede limpiar mediante un paño humedecido con agua y jabón. No se requiere ningún otro mantenimiento.

COLOCACIÓN DEL RESPALDO EN LA SILLA

COMPATIBILIDAD

Tipos de sillas de ruedas

El Respaldo J2 está diseñado para ser compatible con la mayoría de las sillas de ruedas con las siguientes excepciones:

No deben utilizarse sillas de ruedas que sean ajustables angularmente, reclinables o basculantes, y que lleguen a un ángulo mayor de 60 grados.



ADVERTENCIA

Utilizar estos tipos de silla de ruedas puede hacer que el respaldo se suelte accidentalmente de la silla de ruedas, provocando una caída y una posible lesión.

El Respaldo J2 no ha sido testado para su uso como asiento en un vehículo de motor. Por tanto, se desconoce el rendimiento del respaldo en combinación con sillas de ruedas que estén preparadas para su uso en tránsito cuando se utiliza como asiento en un vehículo de motor. Sunrise Medical recomienda que los usuarios no usen una silla de ruedas en un vehículo de motor cuando utilicen el Respaldo J2.



ADVERTENCIA

Utilizar el Respaldo J2 para sentarse en un vehículo de motor puede hacer que el respaldo se suelte accidentalmente de la silla de ruedas, provocando una caída y posibles lesiones graves.

Dimensiones de la silla de ruedas

El Respaldo J2 está diseñado para sustituir la tapicería de la parte posterior de la silla de ruedas. El sistema de fijaciones de montaje está diseñado para elementos posteriores tubulares. Antes de la instalación, determine si la silla de ruedas utilizada tiene tubos posteriores compatibles. Comience comprobando la tabla que figura a continuación para ver si los tubos posteriores son de la anchura correcta.

Después, compruebe que los tubos posteriores son de un diámetro compatible. Se pueden utilizar fijaciones de montaje posterior de tipo tirantes en tubos posteriores de 0,62 a 1, 1 pulgadas (16 mm a 28 mm) de diámetro. (Fig. 2)

Si no puede determinar que los tubos posteriores sean compatibles, póngase en contacto con su proveedor autorizado de Sunrise Medical o con el servicio de atención al cliente de Sunrise Medical.

Número de modelo del respaldo	Anchura de los tubos posteriores desde un centro al otro de los tubos (Fig 1 - A)			
	Anchura mínima		Anchura máxima	
	pulg.	cm	pulg.	cm
2314K	12.3	34.2	13.5	37.4
2315K	13.3	35.2	14.5	38.4
2316K	14.3	36.2	15.5	39.4
2317K	15.3	37.2	16.5	40.4
2318K	16.3	38.2	17.5	41.4
2319K	17.3	39.2	18.5	42.4
2320K	18.3	40.2	19.5	43.4




Figura 1




Figura 2

COLOCACIÓN DEL RESPALDO DE CON TORNO PROFUNDO J2 EN LA SILLA DE RUEDAS

El Respaldo de contorno profundo J2 ha sido diseñado para colocarse en casi todos los diseños de sillas de ruedas. Tiene 6 opciones de enganche superior diferentes y 3 opciones de pasadores inferiores que permiten su instalación en sillas de ruedas de diversas anchuras. Esta capacidad aumenta el ajuste del Respaldo al cuerpo y el ajuste del Respaldo a la silla de ruedas. Se utilizan ganchos largos y cortos para que pueda inclinarse más o menos. Los ganchos cortos se utilizan en conjunción con los tubos de respaldo que curvados. Los ganchos largos se utilizan con tubos de respaldo rectos. Además, hay ganchos de compensación cortos y largos de $\frac{1}{2}$ pulg. y 1" (1,2 y 2,5 cm). Los ganchos de compensación permiten instalar un respaldo más estrecho en una silla de ruedas más ancha. Vea la tabla que figura más abajo para ver el respaldo adecuado para las guías de la silla.

Además, hay pasadores ampliados para la parte inferior de $\frac{1}{2}$ pulg. y 1 pulg. (1,2 y 2,5 cm) para adaptar la instalación a una silla de ruedas más ancha. Consulte con su proveedor de equipos médicos para obtener ayuda para pedir e instalar equipos opcionales o llame al Servicio de atención al cliente de Sunrise Medical para más información. 1-800-333-4000

NOTA- Los ajustes más anchos y más estrechos se consiguen ajustando los ajustadores superiores y los pasadores inferiores. Las opciones de gancho corto y largo no afectan a las dimensiones de ajuste de anchura.

PRECAUCIÓN- No utilíe el gancho y los pasadores de compensación para montar el Respaldo de contorno profundo J2 a una silla de ruedas más ancha de 20 pulg. (50 cm). Esto puede hacer que el respaldo falle, ya que no está diseñado para colocarse en sillas con un peso del usuario que supere 250 lbs (113kg).

TABLA DE APLICACION DE GANCHO Y PASADOR


Pieza n°	Dimensiones	Ajuste más estrecho	Ajuste más ancho	Pasador y gancho de compensación de 1/2 pulg. (1,2 cm)	Pasador y gancho de compensación de 1 pulg. (2,5cm)
2314	Anchura 14" (35cm)	13" (33cm)	14.5" (37cm)	15.5" (39cm)	16.5" (42cm)
2315	Anchura 15" (38cm)	14" (35cm)	15.5" (39cm)	16.5" (42cm)	17.5" (44cm)
2316	Anchura 16" (40cm)	15" (38cm)	16.5" (42cm)	17.5" (44cm)	18.5" (47cm)
2317	Anchura 17" (43cm)	16" (40cm)	17.5" (44cm)	18.5" (47cm)	19.5" (49cm)
2318	Anchura 18" (45cm)	17" (43cm)	18.5" (47cm)	19.5" (49cm)	20.5" (52cm)
2319	Anchura 19" (48cm)	18" (45cm)	19.5" (49cm)	20.5" (52cm)	N/A
2320	Anchura 20" (50cm)	19" (48cm)	20.5" (52cm)	N/A	N/A

INSTALACIÓN Y AJUSTE**INSTALACIÓN DEL RESPALDO DE CONTORNO PROFUNDO**

El Respaldo de contorno profundo J2 está diseñado para sustituir la tapicería del respaldo de la silla de ruedas. La instalación inicial debe realizarse sin el elemento de espuma en la estructura del respaldo. Apriete todos los cierres hasta 20 pulg.-libra (2,3 N-m) utilizando un destornillador tipo Phillips N° 2.

Instalación del equipo de soporte del tubo universal de la parte inferior

1. Quite la tapicería de la parte posterior de la silla de ruedas.
2. Sujete un tubo del respaldo en la parte inferior de cada tubo de la parte posterior de la silla de ruedas. (Diagrama 1)
 - a. El equipo universal está diseñado para ajustarse en tubos de poste posterior de diámetro 5/8 pulg., $\frac{3}{4}$ pulg., 7/8 pulg. y 1 pulg. (1,6, 1,9, 2,2 y 2,5 cm). (El soporte viene montado para sujetar a un tubo de 7/8 pulg. o 1 pulg. {2,2 o 2,5 cm}). Vea el diagrama 1 para determinar qué orificio de tapicería es apropiado para la instalación. Envuelva la tapicería alrededor del tubo de respaldo de la silla de ruedas. Es posible que haya que aflojar el tornillo "A" para alinear el orificio de la tapicería con la tuerca de cañón en el cuerpo del soporte del tubo. Coloque una arandela en el tornillo "B" e inserte el tornillo a través del orificio apropiado en la tapicería.
 - b. Apriete el tornillo "B" en la tuerca de barril a través del lateral del cuerpo del soporte del tubo. Apriete el tornillo opuesto si es necesario.
 - c. Coloque las tapas de los tornillos en sus respectivas cabezas.
- d. Para ajustar la altura del soporte, afloje el tornillo "A" hasta que el soporte se deslice libremente sobre el tubo de respaldo. Una vez determinada la altura adecuada del respaldo, apriete el tornillo. Todos los ajustes futuros de la altura del respaldo se realizan con el tornillo "A".



INSTALACIÓN Y AJUSTE

INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL RESPALDO DE CONTORNO PROFUNDO

Instalación del Respaldo de contorno profundo



Coloque el Respaldo de contorno profundo J2 en la silla de ruedas de manera que los pasadores de la parte inferior se deslicen en los receptores de equipo del soporte de tubo universal. Los ganchos de la parte superior del Respaldo deben descansar contra los tubos de respaldo de la silla de ruedas. La cabeza del pasador inferior debe extenderse más allá del borde externo del receptor de soporte del tubo (Fig. 3). El Respaldo de contorno profundo puede requerir algunos ajustes sencillos. Si la cabeza del pasador inferior no llega o llega demasiado lejos, ajuste la anchura de la parte inferior tal y como se indica en "Ajuste de la anchura de la parte inferior".

Ajuste de la anchura del fondo

1. Quite el Respaldo de la silla de ruedas.
2. Utilizando un destornillador, levante la lengüeta del soporte localizador del pasador de la parte inferior del Respaldo.
3. El pasador debe deslizarse hacia dentro o fuera del soporte localizador para Ajustar la anchura del equipo del Respaldo.
4. Centre el Respaldo de la silla de ruedas exponiendo un número igual de orificios (Fig. 4) en cada soporte localizador.

Ajuste de la anchura superior

1. Utilizando la punta de un destornillador, presione el pasador de plata (Fig. 5) en el orificio de ajuste del interior de la estructura del respaldo adyacente al acoplamiento del gancho superior.
2. El conjunto del gancho superior puede ahora deslizarse en una posición del pasador más ancha o más estrecha. Centre el Respaldo en la silla de ruedas colocando el pasador en el mismo sitio en cada lado del Respaldo.



INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SOPORTE DE LIBERACIÓN RÁPIDA MEDIANTE UN CUARTO DE VUELTA


Coloque un soporte de liberación rápida de un cuarto de vuelta a cada tubo vertical de la silla de ruedas.

- a. El soporte de liberación rápida de un cuarto de vuelta está diseñado para ajustarse en tubos de poste posterior de diámetro 5/8 pulg., $\frac{1}{2}$ pulg., 7/8 pulg. y 1 pulg. (1,6, 1,9, 2,2 y 2,5 cm). (El soporte viene montado para ajustarse a tubos de 7/8 pulg. o 1 pulg. [2,2 a 2,5 cm]) (Fig. 6) Envuelva la tapicería alrededor del tubo de respaldo. Es posible que haya que aflojar el tornillo "A" para alinear el orificio de la tapicería con la tuerca de cañón en el cuerpo del soporte. Coloque una arandela en el tornillo "B" e inserte el tornillo a través del orificio apropiado en la tapicería.
- b. Apriete el tornillo "B" (a 2,3 N-m [20 pulg.lbs] en la tuerca de barril a través del lateral del cuerpo del soporte. Apriete el tornillo opuesto si es necesario.
- c. Coloque las tapas de los tornillos en sus respectivas cabezas.
- d. Para ajustar la altura del soporte, afloje el tornillo "A" hasta que el soporte se deslice libremente sobre el tubo posterior. Una vez que quede determinada la altura adecuada del respaldo, apriete firmemente el tornillo a 2,3 N-m (20 pulg.libra). Todos los ajustes futuros de la altura del respaldo se realizan con el tornillo "A".
- e. Gire siempre el soporte de liberación rápida de un cuarto de vuelta a la posición "DOWN" ("ABAJO") (Fig. 7) para asegurar el gancho superior en su posición.

PRECAUCIÓN- Los soportes superiores de liberación rápida de un cuarto de vuelta deben estar en su posición hacia abajo cuando el respaldo esté en uso. El uso inapropiado puede provocar que el respaldo se desprenda inesperadamente de la silla de ruedas.

PRECAUCIÓN- No utilice el Respaldo J2 para empujar o levantar la silla de ruedas. El uso inapropiado puede provocar que el respaldo se desprenda inesperadamente de la silla de ruedas.


NOTA- El respaldo está asegurado adecuadamente cuando los pasadores de la parte inferior estén descansando en los soportes de tubo inferiores y los soportes superiores de liberación rápida de un cuarto de vuelta estén instalados por encima de los soportes de gancho superiores del respaldo con el mecanismo de liberación rápida apuntando hacia abajo.



AFUSTE DEL RESPALDO DE CONTORNO PROFUNDO F2 AL USUARIO


Ajuste de la altura del Respaldo

1. Cuando el Respaldo esté adecuadamente ajustado, los ganchos superiores deben descansar contra los tubos del respaldo de la silla de ruedas.
2. Vuelva a instalar el elemento de espuma del Respaldo de contorno profundo.
3. Coloque las caderas del usuario en la parte posterior de la silla de ruedas.
4. Ajuste la altura del respaldo, con los acoplamientos de la parte superior e inferior suficientemente sueltos para deslizarse en los tubos del respaldo. El Respaldo está diseñado para ajustarse a una altura que soporte la pelvis en su posición óptima. Al hacerlo, la característica reclinable puede incorporarse sin afectar a la posición pélvica. Normalmente, para el usuario con poca o ninguna inclinación pélvica posterior, o con una inclinación pélvica posterior flexible, el Respaldo de contorno profundo está colocado de manera que los pasadores de la parte inferior de la estructura del Respaldo (Fig. 8) estén a una altura que coincide con una línea de nivel a través de la PSIS (la PSIS está cerca de la parte superior, posterior y central de la pelvis (Fig. 8) o nivel SI -S2 de la espina dorsal. En este punto, cuando el Respaldo se reclina para abrir la silla a un ángulo posterior, la pelvis es apoyada en una posición neutra. Esto ayuda a reducir el peso en el coxis y a mantener una pelvis estable.
5. Cuando se ha establecido la altura apropiada, apriete los tornillos "A" en los acoplamientos de la parte superior e inferior.



Ajuste del ángulo del respaldo


Para reclinar el Respaldo de contorno profundo, simplemente gire el tornillo "C" situado en la parte posterior de los ajustes de gancho de la parte superior (Fig. 9) en la parte posterior del Respaldo. Girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj, el Respaldo se pondrá más vertical. Girando el tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj, el Respaldo se reclinará. Las marcas del lateral del bloque de ajuste ayudan a asegurar que el Respaldo esté ajustado uniformemente.



Evaluación de soporte lumbar adicional


1. Separe el elemento de espuma del Respaldo de la estructura del mismo. El apoyo lumbar se sujeta directamente mediante Velero a la estructura del Respaldo detrás del elemento de espuma.

2. Sujete el soporte lumbar a la estructura del Respaldo con el número de pieza (82320W) en la parte superior, mirando hacia arriba (Fig. 10).
3. Vuelva a colocar el elemento de espuma de contorno profundo Ajuste tal y como sea necesario.



Evaluación del soporte lumbar lateral posterior

1. Los PLLS, Soportes lombares laterales posteriores, son un conjunto de soportes adicionales que se sujetan mediante Velero a la estructura del Respaldo inmediatamente adyacente a cada lado del soporte lumbar. Los PLLS están diseñados para proporcionar una mayor estabilidad pélvica lateral del área de la espina sacra lumbar. Los accesorios PLLS pueden moverse horizontalmente o verticalmente en la estructura del Respaldo para acomodarse a una gran variedad de formas y tamaños del cuerpo. La estabilidad adicional ayuda a mantener la pelvis centrada en la silla de ruedas y mejora el contorno de espuma del Respaldo, permitiendo un mejor ajuste del Respaldo al cuerpo.
2. Separe el elemento de espuma del Respaldo de la estructura del mismo. Sujete los accesorios PLLS (Fig. 11) tal y como sea necesario.
3. Vuelva a colocar la espuma del Respaldo.




AJUSTE DEL RESPALDO AL USUARIO

Evaluación de soporte de tronco lateral adicional

1. La LSV, Cuña de soporte lateral, es un conjunto de soportes adicionales que se sujetan mediante Velero® dentro de bolsillos cosidos en la funda del Respaldo detrás de las paredes laterales del elemento de espuma de contorno profundo. Los conjuntos LSV son apropiados cuando el tronco del usuario es sustancialmente más estrecho que el Respaldo de contorno profundo. La LSV se ajusta entre la espuma del respaldo en la pared lateral y el interior de la estructura del Respaldo. Las LSV ayudan a estrechar la anchura del respaldo con el fin de ayudar a aumentar la estabilidad del tronco.
2. Separe el elemento de espuma del Respaldo de la estructura del mismo.
3. Localice los bolsillos (vea las ilustraciones 1 y 2 de la Figura 12) de la funda en las paredes laterales del cojín.
4. Inserte el soporte izquierdo en el bolsillo izquierdo (Fig. 12) y el soporte derecho en el bolsillo derecho.
5. Vuelva a colocar el elemento de espuma de contorno profundo Ajuste tal y como sea necesario.

NOTA-Cuando el Respaldo de contorno profundo está completamente montado, no hay ningún accesorio visible. Es muy fácil volver a evaluar y adaptar el ajuste porque la funda no tiene que retirarse nunca del elemento de espuma. El usuario no necesita moverse de la silla de ruedas.



RETIRADA Y NUEVA COLOCACIÓN

RETIRADA Y NUEVA COLOCACIÓN


Después de la instalación y ajuste, el Respaldo puede retirarse fácilmente de la silla de ruedas si es necesario. Simplemente, haga girar los soportes de desinstalación rápida un cuarto de vuelta alejándolos de los ganchos de la parte superior-y levante el Respaldo hacia arriba y hacia fuera de la silla de ruedas. Para volver a colocarlo, haga descender los pasadores de la parte inferior hacia los soportes de tubo inferiores y mueva el respaldo hacia atrás hasta que descansa contra los tubos verticales. Haga girar los soportes de desinstalación rápida hasta la posición "Down" (Abajo). Cuando se haya realizado la instalación correctamente, el soporte de desinstalación rápida debe cubrir el gancho superior. El ángulo del Respaldo no cambiará cuando se retire y se vuelva a instalar en la silla de ruedas.

Colocación adecuada después de su retirada

Compruebe que el pasador sujeto al respaldo está descansando completamente en la parte inferior del receptáculo con ranuras que va sujeto al tubo del respaldo de la silla de ruedas.



Asegúrese de que el dispositivo de sujeción de un cuarto de vuelta que está en el tubo del respaldo de la silla de ruedas esté girado hacia abajo en su posición bloqueada.



GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 24 MESES

Cada respaldo J2 de contorno profundo es inspeccionado y testado cuidadosamente para proporcionar el mayor rendimiento. Cada respaldo J2 de contorno profundo tiene una garantía contra defectos de los materiales o de mano de obra durante un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, si se usa de manera normal. En caso de presentarse defectos en los materiales o mano de obra dentro del período de 24 meses a partir de la fecha de compra original, Sunrise Medical, lo reparará o reemplazará sin cargo alguno. Esta garantía no se aplica a los pinchazos, rupturas o quemaduras, ni a la funda desmontable del respaldo.

Las reclamaciones y reparaciones serán atendidas a través del distribuidor autorizado Sunrise más cercano. Con excepción de las garantías expresas aquí establecidas, se excluyen todas las demás garantías, incluyendo las garantías implícitas de comercialización y las garantías de idoneidad para un propósito en particular. No existe ninguna garantía que se extienda fuera de la descripción aquí establecida. Los remedios por infracciones de las garantías expresas aquí establecidas están limitados a la reparación o sustitución de la mercancía. Los daños por infracción de cualquier garantía en ningún caso incluirán ningún daño consequential ni superarán el coste de los productos vendidos fuera de especificaciones.

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel +41 (0)31 958 3838
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
Email: enquiries@sunrisemedical.
com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical (US) LLC
North American Headquarters
12002 Volunteer Blvd.
Mount Juliet, TN 37122, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



© 2025 Sunrise Medical (US) LLC
XT2305 Rev. F

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical Ltd.
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Defensiedok 20
3433 NE Nieuwegein
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

Sunrise Medical Canada Inc.
1000 Creditstone Rd., Unit #2
Concord, ON, L4K 4P8
Canada
Phone: 1-800-263-3390
Fax: 1-800-561-5834
www.SunriseMedical.ca